



BiotexTM

 **Purgo** Dental
Biologics
Solution

Minimal smärta and avancerad vävnadsläkning



Biotex™ icke-resorberbar PTFE-sutur består av en enkel, icke-resorberbar monofilamentsutur med en operationsnål av rostfritt stål fäst i änden. Suturen är tillverkad av 100 % PTFE, obelagd, ofärgad och steriliserad och endast avsedd för engångsbruk.

- ✓ SMIDIG HANTERING
- ✓ BIOLOGISKT INERT
- ✓ INGET TRASSEL
- ✓ LÄTT ATT KNYTA





Indikationer

- Bengraftingrepp
- Parodontal kirurgi
- Guidad vävnadsregenerering
- Tandvallsupbyggnad
- Implantationskirurgi
- Mjukvävnadsgraft

Specifikationer



Biotex™

Art.nr	USP-storlek	Längd (cm)	Nållängd (mm)	Diameter	Spetstyp
BT3019	3-0	45	19	3/8	▽
BT3016	3-0	45	16	3/8	▽
BT4016	4-0	45	16	3/8	▽
BT4019	4-0	45	19	3/8	▽
BT5016	5-0	45	16	3/8	▽
BT4013	4-0	45	13	3/8	▽
BT5013	5-0	45	13	3/8	▽
BTP4013	4-0	45	13	1/2	⊙

Biotex™ viktiga egenskaper och fördelar [13-14]


1. Smal nålspets med utvändig egg

- Trekantig smalt skuren precisionsnål för små punktionsytor och släta stygn.
- Minimerar skador på omgivande mjukvävnad.




2 Stark infästning

- Avancerad teknologi för stark nålinfästning.
- Slät och fast övergång mellan nål och tråd.
- Snabb läkningsprocess tack vara mindre blödning vid nålsättning.



3 Stark nål

- Jämfört med andra produkter krävs 33 % mer kraft för att böja nålen i samma grad.
- Nålens större styvhet gör att man inte behöver oroa sig för att den ska böjas eller bockas vid suturläggning.



Nåthållarclips

Clipset är avsett att hålla nålen på plats, men gör också att suturnålen kan avlägsnas snabbt och smidigt ur förpackningen.

Robust och böjligt genomskinligt lock

Ett mjukt och robust lock som inte bara ger ett effektivt skydd för sutur och nål, utan också tydligt visar innehållet.



Flik

Med hjälp av fliken kan kirurgen enkelt fatta tag i och avlägsna suturnålen från nåthållarclipset.

”Löparbaneform”

Utförandet underlättar upprullning av suturen och förhindrar att den trasslar ihop sig.



Fördelar

- Minimal smärta
- Avancerad vävnadsläkning
- Lätthanterlig, vilket ger större valfrihet ifråga om råbandsknopens placering. Lätt att knyta – lätt att avlägsna
- Uppsugningsfri, vilket eliminerar problemet med uppsugning av bakterier som normalt förknippas med monofilamentsuturer
- Bibehållen draghållfasthet
- Perfluoroktansyrafri

THE Graft ™

OpenTex™

OpenTex™^{TR}

Botex™

BioCover™



Purgo Dental
Biologics
Solution

Purgo Biologics Inc.

E-607, 700, Pangyo-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea (13516)

Tel: +82 (2) 548-1875

Made in KOREA

www.purgobiologics.com

Purgo Dental
Biologics
Solution
SWEDEN

Distribueras av:

Implant Solutions
Gamlestadvägen 4, B3
415 11 Göteborg

031-788 46 60

kontakt@implantsolutions.se

www.purgo-europe.com/sweden/